

BEDIENUNGSANLEITUNG

ADE


Paramedizinische Waagen
Elektronische Säuglings-Hängewaagen

M15610



ADE GmbH & Co.
Hammer Steindamm 27 – 29

22089 Hamburg / GERMANY

 +49(0)40 432776-0
Fax +49(0)40 432776-10
E-mail: info@ade-hamburg.de

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--------------------------------|---|
| Inbetriebnahme der Waage | 2 |
| Betreiben der Waage..... | 2 |
| Pflege und Wartung..... | 3 |
| Technische Daten..... | 5 |

Inbetriebnahme der Waage

Ihre ADE-Waage ist ein Qualitätsprodukt. Um präzise Ergebnisse zu erzielen, sollten sie den Inhalt dieser Bedienungsanleitung genau beachten.

Einsetzen der Batterien

- Verwenden Sie zwei (2) CR2032 (Lithium) Batterien.
- Öffnen Sie das Batteriefach indem Sie die Schrauben, die den Batteriefachdeckel auf der Rückseite der Waage fixieren, mit einem kleinen Schraubendreher lösen
- Setzen Sie die Batterien entsprechend den Polmarkierungen ein.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll gelangen und müssen im entladenen Zustand oder mit isolierten Polen entsorgt werden, da ansonsten die Gefahr eines Kurzschlusses besteht!

Entsorgen Sie Akkus niemals im Feuer, da diese auslaufen oder explodieren können!

Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung.

Display Funktionstasten

Sie finden auf dem Display 4 Funktionstasten:

- Einschalttaste (**ON**), um die Waage zu starten.
- Ausschalttaste (**OFF**), um die Waage auszuschalten.
- Umschalttaste (**SET**). Durch Drücken dieser Taste können Sie den Wiegemodus wählen. Sie haben die Wahl zwischen Wiegemodus kg, Wiegemodus lb oder den Modus zum Messen der Raumtemperatur.
- Tara -Taste (**TARE**), um nach bereits erfolgtem Wiegevorgang die Waage zur Nullpunktückführung zu veranlassen.

Betreiben der Waage

Wiegen



Für ein zuverlässiges Wiegeergebnis platzieren Sie Waage unbedingt in vertikaler Position!

Der Haken darf dabei noch nicht durch einen Gegenstand belastet sein!

1. Drücken Sie jetzt die Einschalttaste (**ON**), um die Waage zu starten. Während eines automatischen Funktionstest erscheint im Display `8888`. Danach hat die Waage ihren Nullpunkt gefunden und schaltet sich auf `0.00` im kg Modus.
2. Sie können jetzt den Säugling wiegen. Achten Sie darauf, dass Sie ein Wiegetuch oder –Hose benutzen. Dies(e) muss aus einem absolut reißfesten Material gefertigt sein, um die optimale Sicherheit des Säuglings während des Wiegevorgangs zu garantieren.

Tara Funktion

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie den Säugling mit einem oder mehreren weiteren Gegenständen (z.B. neben dem Wiegetuch oder –Hose eine Windel, oder die eventuelle Bekleidung des Babys) wiegen, ohne das eigentliche Gewicht des Säuglings zu verfälschen.

- Schalten Sie die Waage ein und warten Sie auf die Anzeige `0.00`
- Wiegetuch oder –Hose inkl. der Windel und/oder der Bekleidung an den Haken hängen.
- Die **Tare** Taste drücken, um die Waage wieder auf Null zurückzuführen.
- Entfernen Sie die Gegenstände. Die Waage zeigt jetzt das Gewicht vorher gewogenen Gegenständen als negativen Wert an (Windel und/oder Bekleidung).
- Betätigen Sie die Taste SET und hängen Sie das Wiegetuch oder Hose mit dem Säugling an den Haken.
- Die Waage zeigt jetzt nur das Gewicht des Babys an.
- Nach dem Wiegevorgang schalten Sie die Waage durch Tastendruck (**OFF**) wieder aus. Zusätzlich ist die Waage mit einer automatischen Abschaltung ausgerüstet. Nach ca. 60 Sekunden ohne erneute Belastung der Waage schaltet sich diese ab, um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern.

Umschalten des Wiegemodus

Sollten Sie in einem anderen Wiegemodus als kg (z.B. in pounds (**lb**)) wiegen wollen, so können Sie dies durch Pressen der **SET** Taste erreichen. Vorher starten Sie die Waage bitte und warten auf `0.00`.

Warnsignale und Ratschläge

Erscheint auf dem Display das Batteriesymbol (+-), so sind die Batterien zu schwach, um ein zuverlässiges Gewichtsergebnis zu ermitteln. Ersetzen Sie die Batterien.

Sollte die Waage für längere Zeit nicht benutzt werden, entfernen Sie die Batterien vorsorglich. Das erhöht die Lebensdauer der Waage.

Wenn die Waage überlastet wird (max. Tragkraft 30 kg) erscheint im Display die Anzeige `over`. Waage entlasten.

Falls die Waage beim Einschalten einmal nicht den Nullpunkt findet, drücken Sie die **TARE** Taste einmal.

Pflege und Wartung

Sicherheit

- Ihre ADE Waage ist ein Präzisionsinstrument. Behandeln Sie diese mit Sorgfalt. Nicht fallen lassen oder schwere Gegenstände auf das Gerät fallen lassen.
- Benutzen Sie die Waage ausschließlich indem Sie die Regeln der Bedienungsanleitung respektieren.
- Waage nicht nass werden lassen oder an einem feuchten Ort lagern.
- Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Waage eindringt, da dadurch die Elektronik beschädigt werden kann.

Pflegehinweise

Benutzen Sie zur Reinigung ein leicht angefeuchtetes Tuch oder herkömmliche Desinfektionsmittel.
Benutzen Sie keine chemischen Reinigungsmittel.



Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Waage eindringt.

Entsorgung



**Elektroaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll.
Entsorgen Sie bitte defekte- bzw. Altgeräte den gesetzlichen und landesspezifischen
Vorschriften entsprechend!**

Hinweise bei Störungen

Für den Fall, dass bei Ihrer Waage eine Störung auftreten sollte:

1. Überprüfen Sie, ob die Batterie korrekt eingelegt ist.
2. Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Messeinheit (kg oder lb) eingestellt haben.
3. Belasten Sie die Waage nicht, bevor nicht `0.00` auf der Anzeige zu sehen ist.

Garantie

ADE wird dieses Produkt reparieren oder ersetzen, wenn bewiesen werden kann, dass es innerhalb von 2 Jahren vom Verkaufsdatum (Kaufbeleg ist erforderlich) durch mangelnde Arbeitsqualität oder defektes Material versagt hat. Alle beweglichen Teile, wie z.B. Batterien, Kabel, Netzgeräte, Akkus etc., sind hiervon ausgenommen. Die Garantie umfasst keine äußeren normalen Abnutzungs- und Verschleißerscheinungen oder durch Unfall oder Missbrauch verursachte Beschädigungen. Für Geräte, die durch Unbefugte geöffnet wurden, greift die Garantie nicht. Die gesetzlich geregelten Rechte des Kunden werden durch diese Garantievereinbarung in keiner Hinsicht angegriffen. Für Reklamationen, Kundendienst und Ersatzteile ist der Händler, bei dem Sie die Waage gekauft haben, zuständig

Konformitätserklärung



Konformitätserklärung des Herstellers

Dieses Produkt wurde gemäß den harmonisierten europäischen Normen hergestellt.
Es entspricht den Bestimmungen der EG - Richtlinie:
2004/108/EG -EMV-Richtlinie (elektromagnetische Verträglichkeit)
in der geltenden Fassung

Technische Daten

- Robustes Metallgehäuse
- Integriertes Längenmessband
- Höchstlast: 20 kg
- Ziffernschritt: 20 g
- Abmessung: 55 x 100 x 22 mm
- Gut ablesbare elektronische Anzeige: 15 mm
- Eigengewicht: ca. 200 g

Hersteller: ADE GmbH & Co.
Hammer Steindamm 27 – 29
D – 22089 Hamburg
☎ +49(0)40 432776-0
Fax +49(0)40 432776-10
E-mail: info@ade-hamburg.de

Händler: